

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE UYARILAR

⚠ UYARI

- Kalp pili ve dahili medikal aygıtlar (vücut içindeki platin vb.) kullanan bireylerin, hamilelerin ve hamile olabileceğini düşünenlerin cihazları kullanması sakıncalıdır.
- Herhangi bir elektrik şokuna maruz kalmamak için cihazların fişini ıslak elle tutmayınız/çıkarmayınız.
- Cihazları herhangi bir şekilde sökmeyiniz/parçalara ayırmayınız (aksi halde elektrik şokuna maruz kalabilir veya cihazların yanlış ölçüm yapmasına neden olabilirsiniz.)
- Engelli insanlar bakıcıların gözetiminde cihazları kullanmalıdır.

⚠ DİKKAT!..

- Cihazlarda ölçüm yapmak için çıplak ayakla üzerine çıkılmalıdır. Cihazların platformunu her kullanımdan sonra dezenfekte ediniz. Kesinlikle platform üzerine direkt olarak sıvı dökmeyiniz, sıvıyı öncelikle beze uygulayınız. Aksi halde cihazlarda istenmeyen arızalar oluşabilir. Platformu etil alkol ve yumuşak bir bezle siliniz. Platformu güçlü kimyasallarla temizlemeyiniz.
- Bu cihazlardan elde ettiğiniz verileri diyet veya egzersiz programınızda bir uzman gözetiminde kullanınız.
- Platformun düzgün ve sabit bir zemine oturduğundan emin olunuz. Eğer kullanılırken platform düzgün ve sabit bir zeminde değilse ölçümde yanlışlıklar ve sapmalar meydana gelir. Herhangi bir şekilde platformun üzerine atlayarak çıkmayınız.
- Printeri herhangi bir şekilde elinize alacak olursanız kesici köşelerden uzak durunuz.
- Orjinal AC adaptör (Model: SA-05354) kullanınız.
- Elektrikte meydana gelebilecek dalgalanmalar veya yanlış adaptör kullanılması sonucunda cihazınızdaki sigorta atacaktır. Bu durumda sigortayı değiştirmesi için TANITA yetkilisi ile temasa geçiniz.

⚠ BAKIM

Cihazların düzgün ve çalışır biçimde size teslim edildikten sonra aşağıdaki prosedürlere dikkat ediniz,

- Cihaz uzun bir süre kapalı duracaksa cihazın fişini prizden çekiniz.
- Kısa devre riskini ortadan kaldırmak için sıvı veya metal objeleri printerden uzak tutunuz.
- Elektrodları uygun dezenfektanlarla silerek temiz tutunuz(Saf alkol veya beze uygulanan cam siliciler gibi)
- Cihazı düşürmeyiniz, yüksek titreşimli yerlerde kullanmayınız.
- Cihazı eski bulunduğu ortamdan 20°C veya daha fazla sıcaklık farkı bulunan bir yere taşıyacak olursanız, taşıma işleminden iki saat sonra cihazı çalıştırınız.

⚠ KULLANIM KOŞULLARI

- Cihazınızı kullanırken ortam sıcaklığı 0°C - 35° arasında olmalıdır.
- Cihazınızı kullanırken ortamdaki nem oranı 30% - 80% arasında olmalıdır.

⚠ SAKLAMA KOŞULLARI

- Cihazınızı kullanım dışında saklayacağınızda ortam sıcaklığının -10°C ile 50°C arasında ve ortamdaki nem oranının 10% ile 90% arasında olmasına dikkat ediniz.
- Cihazınızı direk güneş ışığına maruz bırakmayınız; aşırı sıcaklık değişikliği olan mahallerden uzak tutunuz; aşırı nemli, tozlu ortamlarda bulundurmuyunuz;
- Sıcaklık veren ısı kaynaklarından ve/veya titreşimli ortamlardan ve aşırı şoktan uzak tutunuz.